










CEFE

Electric pedicure chair



	182 x 72 cm
	63-85 cm
	75 kg
	150 kg
	140 x 69 x 77 cm
	AC 220-240 V 50/60 Hz 25W
	1 motor (6000 N 2 A)
	10 cm - 40 kg/m ³
	PU ○

CERTIFICATIONS (EU)

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility
2014/35/EU Low Voltage Directive Tensión

ACCESSORIES

FULU (1460040011): Paper roll holder
NEB 1 (1460020011): Foot controller
BED COVER

ENG

- Electric pedicure chair.
- Electrical height adjustment (in flat position) 63-85 cm.
- 80° backrest tilt (by foot lever operated gas spring).
- Seat tilt (by gas piston operated by foot lever).
- 90° tilt of the footrest (by friction mechanism), extendable.
- Extendable headrest. Includes control knob and headrest with face hole.

ESP

- Sillón de pedicura eléctrico.
- Regulación eléctrica de altura (en posición plana) 63-85 cm.
- Inclinación de 80° del respaldo (por pistón de gas accionado mediante palanca de pie).
- Inclinación del asiento (por pistón de gas accionado mediante palanca de pie).
- Inclinación de 90° del reposapiés (por mecanismo de fricción), extensible.
- Reposacabezas extensible. Incluye mando de control y reposacabezas con agujerofacial.

FR

- Fauteuil de pédicure électrique.
- Réglage électrique de la hauteur (à plat) 63-85 cm.
- Inclinaison du dossier de 80° (par vérin à gaz actionné par un levier au pied).
- Inclinaison de l'assise (par piston à gaz actionné par le levier au pied).
- Inclinaison du repose-pieds à 90° (par mécanisme à friction), extensible.
- Appui-tête extensible. Comprend le bouton de commande et l'appui-tête avec trou pour le visage.

ITA

- Sedia elettrica per pedicure.
- Regolazione elettrica dell'altezza (in posizione piana) 63-85 cm.
- Inclinazione dello schienale a 80° (tramite molla a gas azionata dalla leva del piede).
- Inclinazione del sedile (tramite pistone a gas azionato dalla leva a pedale).
- Inclinazione del poggiatesta a 90° (tramite meccanismo a frizione), estensibile.
- Poggiatesta estensibile. Include manopola di comando e poggiatesta con foro per il viso.

DEU

- Elektrischer Fußpflegestuhl.
- Elektrische Höhenverstellung (in flacher Position) 63-85 cm.
- Neigung der Rückenlehne um 80° (durch fußhebelbetätigte Gasfeder).
- Sitzneigung (durch Gasdruckfeder, die durch den Fußhebel betätigt wird).
- 90° Neigung der Fußstütze (durch Reibungsmechanismus), ausziehbar.
- Ausziehbare Kopfstütze. Inklusive Bedienknopf und Kopfstütze mit Gesichtsluch.

*(Product available in various colour combinations)

CEFE

Electric pedicure chair

