

Mätvärden för Irradians (Enhet 2313)

Artikelnr: ledmask

GTIN: 5906717461736

Detta dokument sammanställer uppmätta energinivåer (irradians) för olika ljusfärger, utfört för **Swehealth**. Mätvärdena är uppdelade utifrån enhetens tre intensitetsnivåer.

LJUSFÄRG	INTENSITETSNIVÅ	IRRADIANS (MW/CM ²)
Röd + IR	Nivå 1	40
	Nivå 2	50
	Nivå 3	60
Blå	Nivå 1	20
	Nivå 2	30
	Nivå 3	40
Gul	Nivå 1	40
	Nivå 2	50
	Nivå 3	60
Lila	Nivå 1	40
	Nivå 2	50
	Nivå 3	60

LJUSFÄRG	INTENSITETSNIVÅ	IRRADIANS (MW/CM ²)
Ljusblå	Nivå 1	40
	Nivå 2	50
	Nivå 3	60
Grön	Nivå 1	30
	Nivå 2	40
	Nivå 3	50
Orange	Nivå 1	40
	Nivå 2	50
	Nivå 3	60